

COLETA DE AMOSTRAS PARA PESQUISA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

Seguem instruções para coleta, utilizando **02 SWABS DE RAYON**




1. Abrir o tubo e retirar o *swab* no momento de seu uso.




2. Separar o *swab* da tampa.



3. Realizar a coleta da amostra com **02 swabs**, sendo um *swab* utilizado para as duas narinas e um *swab* para a orofaringe.



4. **DOBRAR / CORTAR** os *swabs* e imediatamente inserir no tubo que contem o meio de transporte.



5. **Descartar** em recipiente apropriado a tampa e o tubo vazio que embala o *swab*.



6. Encaminhar o tubo com meio de transporte contendo **02 swabs** de rayon ao laboratório.

