

NOTA TÉCNICA Nº 005/2020 - LACEN PE

Assunto: **Esclarecimento e orientação sobre a nova forma de coleta de amostras clínicas para diagnóstico de vírus respiratórios, utilizando apenas DOIS SWABS DE RAYON.**

A partir da presente data, as coletas de naso e orofaringe para detecção do SARS-CoV2 e do vírus da influenza, serão realizadas utilizando-se apenas **dois swabs de rayon**: um para a coleta da secreção de ambas as narinas e o outro para a orofaringe. Os **dois swabs** deverão ser imersos em um tubo cônico de 15 mL, contendo meio de transporte viral (MTV) e encaminhados para o LACEN sob refrigeração.

Tal medida deve-se ao fato do crescente número de casos de COVID-19 em todo o território nacional e da escassez de oferta por parte dos fabricantes e fornecedores de *swabs de rayon*, necessários para coleta de espécimes clínicos visando o diagnóstico de SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios, impossibilitando a aquisição desse insumo por parte dos laboratórios e demais unidades de saúde.

Recife, 10 de abril de 2020.



Roselene Hans Santos

Diretora Geral de Laboratórios de Saúde Pública - LACEN/PE

Lúcia Roberta de Souza Filizola
Gerente de Vig. Lab. em Bromatologia,
Téc. Med. e Produtos para Saúde
Mat. 227.545-7 / LACEN-PE